



## Großruftaster sensitiv

### Darstellung:



### Funktionsbeschreibung:

Der Großruftaster löst durch leichten Druck auf den großen, roten Pneumatik-Ball einen Funkruf aus. Dank seiner großen Auslösefläche und dem geringen Auslösegewicht ist er damit gerade für Personen mit eingeschränkter Motorik geeignet.

### Einsatzgebiet:

- Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen
- Demenzabteilungen, Kurzzeitpflege,
- Übergangs- und Langzeitpflege
- Krankenhäuser und Kliniken
- Psychiatrische Einrichtungen
- Betreute Wohneinrichtungen für Senioren
- Häusliche Pflege (AAL)
- Praxen und Physiotherapieeinrichtungen

### Kundennutzen:

#### Erhöhte Sicherheit

Verbesserung der Kunden-/ Patientensituation durch frühzeitige Hilfestellung

#### Freiräume erhalten/schaffen

Sicherheit und Komfortgewinn für Patienten

#### Praxispersonal entlasten

Minimierung der Kontroll- und Beaufsichtigungsgänge

#### Wirtschaftlichkeit steigern durch hochwertiges Produkt

Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Qualität

#### Kosten vermindern

keine baulichen Maßnahmen erforderlich

### Hauptmerkmale:

breite Standfläche  
sehr flache Ausführung (< 35mm)  
großer Druckbereich  
minimale Auslösekraft erforderlich  
geringes Gewicht  
keine störenden Anschlusskabel

### Installation & Service:

Der Großruftaster wird einsatzbereit mit integrierter Batterie geliefert. Es muss Vorort nur noch in den entsprechenden Empfänger eingelernt werden

### Produktvarianten:

30240: Großruftaster

### Fragen von Kunden:

#### Ist der Großruftaster ein Medizinprodukt?

Ja. Die entsprechende Medizinproduktnummer erhalten sie auf Anfrage

#### Kann der Großruftaster auch an Rufanlagen angeschlossen werden?

Ja, mit einem an ihre Rufanlage angepassten Easywave Funkempfänger, welchen wir Ihnen gerne fertigen können. Nutzen Sie dazu unser Rufanlagen Formular auf unserer Homepage

### Verkaufsargumente:

einfache und flexible Montage (Plug and Play)  
keine Planung und bauliche Maßnahmen erforderlich, sofort einsetzbar  
einfach und intuitiv bedienbar  
flexibel in seiner Funktion durch Verwendung verschiedenster Funkempfänger wie z.B. (Steckdosenempfänger, Rufempfänger, Alarmempfänger)

### Explorer GmbH:

Die Explorer GmbH – Ihr Service Dienstleister für kabellose Assistenzsysteme für Heime und Einrichtungen und Krankenhäuser. Sie vertreibt im deutschsprachigen Raum (Schweiz, Österreich) ausgewählte Easywave Funkprodukte namhafter Hersteller, die den Anspruch einer einfachen Bedienung und einer hohen Alltagstauglichkeit erfüllen.

## Empfohlene Funkempfänger:

### Steckdosenrufmelder RCP09:

Der **Steckdosen-Rufmelder RCP09** meldet den Empfang eines eingelernten Funkrufes durch ein optisches und akustisches Signal. Die Rufmeldung wiederholt sich zyklisch und wird solange, bis eine Quittierung durch einen eingelernten Sender bzw. durch Drücken der Quittierungstaste am Rufmelder selbst erfolgt. Es können insgesamt bis zu 32 Ruf- und bis zu 32 Quittungssender eingelernt werden.



### Pager Call Easy:

Der Pager **Call Easy** ist ein akkubetriebener Pager, der bis zu 32 Funksender (Easywave) anzeigen kann, die direkt im Pager eingelernt werden. Wird ein eingelernter Sender erkannt, so erfolgt eine Signalisierung durch Vibration und Textanzeige im gut lesbaren Display. Die Anzeigetexte können über eine PC-Bediensoftware angepasst werden.



### Rufanlagenadapter:

Der Rufanlagenadapter ist ein Funkempfänger, der von uns angepasst an ihre bestehende Rufanlage, insgesamt bis zu 32 Funksender in ihre Rufanlage melden kann. Über einen entsprechenden Y-Adapter können der bisherige Birntaster und unsere Funksender auch parallel betrieben werden.

Zur Anpassung an ihre Rufanlage hilft Ihnen ein Klärungsbogen, der auf unserer Homepage zum Download bereitsteht.

